



Sint-Dimpna
Ziekenhuis Geel

PATIËNTENBROCHURE
Gebruik van inhalatiesysteem
Aërolizer



Omwille van een longaandoening bent u genoodzaakt inhalatiemedicijnen in te nemen. Deze brochure beschrijft het correct gebruik van uw inhalatiesysteem of -toestel.

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen, aarzel dan zeker niet ze te stellen. Uw behandelende arts, verpleegkundige, ergotherapeut, kinesist of apotheker geeft u graag meer uitleg. Info over dosis of bijwerkingen vindt u terug in de bijsluiters van het product.

De instructies voor het gebruik van de inhalatiemedicatie zijn als filmpje beschikbaar op www.ziekenhuisgeel.be.

Aërolizer

Techniek

1. Verwijder de beschermkap.



2. Hou de Aërolizer rechtop. Draai het mondstuk in de richting van de pijl, terwijl u het onderste deel van de inhalator vasthoudt.



3. Neem een capsule uit de verpakking en plaats deze in de daartoe voorziene opening.



4. Draai het mondstuk terug dicht (in de richting van de pijl).



- Hou de Aërolizer rechtop en druk beide blauwe knoppen volledig en gelijktijdig in. De capsule wordt doorprikt.



- Neem een rechttzittende houding aan.
- Adem rustig en volledig uit (nooit uitademen in de inhalator).
- Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en omsluit het goed met de lippen.



- Buig het hoofd licht achterover.
- Adem snel en diep in. U hoort de capsule trillen.
- Hou de adem 5 à 10 seconden in en neem ondertussen de inhalator uit de mond.
- Adem rustig uit door de mond.
- Herhaal stap 7 tot 12 om de capsule volledig leeg te maken.
- Open het mondstuk en verwijder de lege capsule. Draai het mondstuk terug dicht en plaats de beschermkap terug.





15. Spoel de mond met water (niet inslikken).

Aanbevelingen

- Werp het inhalatietoestel weg als de verpakking leeg is. Bij elke nieuwe verpakking is een gratis Aërolizer ingesloten.
- Bewaar de Aërolizer en de verpakking op een droge en koele plaats.
- Adem nooit uit in de Aërolizer.

Contactgegevens

Puff verpleegkundige

Telefoonnummer: 014/57.70.26

E-mail: puff-educator@ziekenhuisgeel.be